

## **Dent 3D White – инструкция**

1. Почистите зубы зубной щеткой с пастой
2. Снимите колпачок с тюбика с гелем.
3. Тонкую полоску геля (приблизительно шириной в пол сантиметра) нанесите внутрь верхней и нижней кап.
4. Приложите капу к вашим зубам.
5. На зубные капы поместите световой передатчик.
6. Обхватите губами верхнюю оправу так чтобы удерживать ее во рту.
7. Нажмите на кнопку, чтобы включить источник света.
8. Отключите источник света через 10 минут. Вы можете повторять цикл 3 раза общей продолжительностью 30 минут.

### **Интенсивное отбеливание зубов с помощью системы Dent 3D White**

Для интенсивного отбеливания систему Dent 3D White рекомендуется использовать каждый день на протяжении от семи до четырнадцати дней, по 30 минут. Передатчик и капы необходимо мыть после каждого использования.

### **Разделение зубных кап**

- Планируете отбеливать зубы только на одной из челюстей? Тогда капы можно
- разделить. Просто слегка потяните за них в разные стороны – и все, готово!
- Чтобы соединить капы вместе, следует легко прижать их друг к другу, при этом попадая в пазы.

### **Использование светового модуля Dent 3D White**

- Для очищения передатчика используйте мягкое мыло и проточную воду.
- Передатчик Dent 3D White в воду запрещается погружать.
- Мыть в посудомоечной машине передатчик нельзя.
- Перед применением следует вставить батарейки (2 штуки) в световой передатчик Dent 3D White

### **Использование Dent 3D White отбеливающего геля**

- Для ярко выраженного эффекта производитель рекомендует перед применением смешивать гели.
- Избегайте попадания Dent 3D White в глаза. При попадании промойте большим количеством воды.